

# AutoScan DS-EX PRO (C)


El escaneado inteligente



**SHINING 3D**  
DENTAL

# Máxima productividad

Compatible con cualquier tipo de scanbodies y la mayoría de articuladores del mercado, con capacidad para registrar incluso las marcas de lápiz y totalmente integrado con Exocad, rellene la ficha de Exocad y automáticamente empiece a escanear.



Portátil  
5 Kg




Compatible  
stl, obj, ply



Versátil



Más rápido



Totalmente integrado  
con Exocad


## Aún más rápido

Con una mayor velocidad de escaneo, en tan solo 12 segundos se puede escanear un maxilar. Dispone del modo de escaneo estático y dinámico, para capturar la relación completa de los maxilares y mejorar la precisión de la oclusión

SHINING 3D



8 s



13 - 21 s



12 s



58 s